

# CPAP-Spezifikationsübersicht

## Philips Respironics Schlaftherapiesystem

REMstar M-Serie	NEU: Philips Respironics Schlaftherapiesystem	Modi	Komfortfunktionen				Rampe (5–45 Minuten)	Höhenausgleich
			Flex-Komfort	Flex-Demomodi	System One-Befeuchtersteuerung	System One-Resistance Control		
REMstar Pro M-Serie	REMstar Pro	CPAP	C-Flex C-Flex+	CPAP C-Flex C-Flex+	Standard	Standard	Einstellbar	Automatisch
REMstar Auto M-Serie	REMstar Auto	CPAP Auto-CPAP	C-Flex C-Flex+ A-Flex	CPAP C-Flex C-Flex+ A-Flex	Standard	Standard	Einstellbar	Automatisch

Philips Respironics Schlaftherapiesystem	Encore-Patientenmanagement					
	Datenübertragungsmodi		Datenerfassung			
	Patienteninformation	SD-Karte EncorePro	Anwendungsmuster	Erweiterte Ereigniserkennung und -protokollierung	Erweiterte Ereignisreaktion	Flowkurven
REMstar Pro	Anwendungsstunden	Standard	Standard	AHI, FL, RERA, Schnarchen, Leckagen, CA, OA, HY, PB	-	Standard
REMstar Auto	Anwendungsstunden	Standard	Standard	AHI, FL, RERA, Schnarchen, Leckagen, CA, OA, HY, PB	FL, RERA, Schnarchen, Leckagen, OA, HY	Standard

### Legende:

AHI: Apnoe-Hypopnoe-Index  
 CA: Apnoe bei freien Atemwegen  
 FL: Flusslimitierung  
 HY: Hypopnoe  
 OA: Apnoe bei Atemwegsobstruktion

PB: Periodische Atmung  
 RERA: Durch Atemanstrengung bedingtes Erwärmen

Technische Daten		REMstar Pro DE452S	REMstar Auto DE552S
Druckbereich:	4 bis 20 cm H <sub>2</sub> O	✓	✓
Flex-Druckentlastung:	Moduspezifisch	✓	✓
Rampe:	0 bis 45 min (in Schritten von 5 min)	✓	✓
Rampendruck:	4 bis CPAP; vom Patienten anpassbar 4 bis Min.- Druck	✓ -	- ✓
Abmessungen:	(7" x 5,5" x 4" [L x B x H]) 18 cm L x 14 cm B x 10 cm H	✓	✓
Gewicht:	1,36 kg (ohne Befeuchter)	✓	✓
Filter:	Pollen und wahlweise ultrafein	✓	✓
Geräteeinstellung:	LCD/Bedienrad/Taste	✓	✓
Datenspeicherkapazität (mindestens):	7- und 30-Tage-Durchschnitt SD-Karte: >1 Jahr Geräteintern: bis zu 6 Monate	✓	✓
Compliance-Zähler:	Atmungserkennung	✓	✓
Höhenausgleich:	Automatisch Manuell	✓ -	✓ -
Stromversorgung:	100–240 VAC, 50/60 Hz	✓	✓
Befeuchtung:	Integrierbar mit REMstar System One-Warmluftbefeuchter und REMstar Kaltluftbefeuchter	✓	✓
Gewährleistung:	Zwei Jahre	✓	✓
Verschiedenes:		-	-
	Leucht-LEDs	✓	✓
	Option für englische Textanzeige	✓	✓

Bestellinformationen	
Geräte	Artikelnummer
REMstar Pro mit SD-Karte, C-Flex+	DE452S
REMstar Pro mit Befeuchter, SD-Karte, C-Flex+	DE452HS
REMstar Auto mit SD-Karte, A-Flex	DE552S
REMstar Auto mit Befeuchter, SD-Karte, A-Flex	DE552HS
Zubehör	Artikelnummer
Seitenabdeckung für Gerät (wenn Gerät nicht am Befeuchter angeschlossen ist)	1063784
Befeuchterkammer	1066737
Netzteil	1063786
Tragetasche	1063857
Performance-Schlauch	1032907

Bestellinformationen	
Zubehör	Artikelnummer
Schaumstofffiltersatz	1063091
Ultrafeinfiltersatz	1063096
System One-Warmluftbefeuchter	1056210
Datenmanagementzubehör	Artikelnummer
SD-Karten (10er-Pack)	1063859
SD-Karten Versandumschläge (10er-Pack)	1066785
SD-Kartenabdeckung (am Gerät befestigt)	1063858
SD-Kartenleser	1047300
Netzkabel (1,5 m)	Artikelnummer
Netzkabel: Europa	1039014

Respironics, A-Flex, Encore, EncoreAnywhere, REMstar und System One sind Marken von Respironics, Inc. und verbundener Unternehmen. Die C-Flex-Marke wird unter Lizenz verwendet.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen und haftet nicht für Schäden aus der Nutzung dieser Publikation.

Broudy KB 9/30/09 MCI 4102622 PN 1065601

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips Electronics

Respironics Deutschland  
+49 8152 93 06 0

Respironics Europa, Mittlerer Osten, Afrika  
+33 1 47 52 30 00

Respironics Schweiz  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668  
Kundendienst  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)  
[www.respironics.de](http://www.respironics.de)